


PRISE DE MESURE ET TABLEAU DES TAILLES

Hauteur du collier : mesurer la hauteur entre la fourchette sternale et sous le menton (en cm), regard du patient à l'horizontal.

Taille du collier : mesurer la circonférence à la base du cou (en cm)

		Circonférence du cou			
		29-34	35-40	41-46	47-52
Taille		1	2	3	4
	Hauteur du cou	7,5	6633 - 6636 - 6639		
		8,5	6634 - 6637 - 6640		
		9,5	6635 - 6638 - 6641		